



Muskelmassagegerät

Relaxa

Wählen Sie zwischen
verschiedenen
Geschwindigkeiten.

9 einstellbare Stufen von
1800 bis 3200 U/min, die
vom Muskelaufwecken bis
zur Tonisierung reichen und
dabei Faszienmassage sowie
den Abbau von Milchsäure
einschließen.



<i>Geschwindigkeit 1</i>	Muskelaufwecken	1800r/min
<i>Geschwindigkeit 2</i>	Faszienmassage	2200r/min
<i>Geschwindigkeit 3 & 4</i>	Milchsäureabbau	2400r/min
<i>Geschwindigkeit 5</i>	Linderung von Muskelschmerzen	2600r/min
<i>Geschwindigkeit 6</i>	Tonisierung	2800r/min
<i>Geschwindigkeit 7 & 8</i>	Tiefenmassage	3000r/min
<i>Geschwindigkeit 9</i>	Intensivmassage	3200r/min